


FICHA TÉCNICA
MP ZWG500
Especificaciones Generales

Altura: 84 – 187 cm

Peso neto: 50 Kg.

Fuente De Alimentación
Adaptador de alimentación de CA

110-240 VCA, 50/60 Hz 0.6A

Batería

 Batería de Ion-Litio recargable: 4400 mAh
 18V 79.2 Wh.

Intensidad de Iluminación

40000 – 120000 Lx

Temperatura de color

4000 – 6500 K (ajustable)

Índice Cromático

≥90% (ajustable)

Diámetro de halo de luz

18 – 28 cm

Funciones
Profundidad de iluminación

1.1 m

Potencia

98 VA

Medición de la radiación total

 ≤1000W/m²
Tubo principal - Brazo

90°

Brazo - Conexión del Satélite

360°

Movimiento
Conexión del Satélite - Satélite

270°

Lámpara para uso en sala quirúrgica o área de exploración

Diámetro de Pantalla LED de 500 mm

Articula, Gira y Rota

Vida útil de 50,000 horas

4 ruedas con freno

Batería de respaldo de 3 horas continuas en máxima potencia

Tiempo de carga al 100% de 2 – 2 ½ horas

Temperatura de color e intensidad luminosa ajustable.

Cuenta con Modo endoscópico, Botón de poca Luz, Botón de opción de brillo rápido.


www.polymediccompany.com


55 1612 4892


ventas@polymediccompany.com