



WATO EX-35 VET

Maquina de Anestesia

mindray
healthcare within reach

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Seguridad mejorada

Empleando las tecnologías más recientes, WATO EX-35 Vet posee una amplia gama de características y funcionalidades, lo que garantiza que todos los procedimientos anestésicos para los animales se realicen de manera segura, eficiente y efectiva.

Ventilador veterinario de alta precisión

WATO EX-35 Vet cuenta con una gama completa de modos de ventilación controlados y asistidos. Además, gracias a su algoritmo de compensación dinámica del volumen corriente, este puede ajustarse desde 5mL

El modo de ventilación inteligente PCV-VG combina las ventajas del modo de control de volumen y el modo de control de presión; no solo asegura la precisión del volumen sino también el evitar lesiones pulmonares a los animales.

Monitoreo fisiológico extenso

Con WATO EX-35Vet, el estado fisiológico del animal se puede obtener de manera fácil y evidente, lo que garantiza la seguridad del animal durante la cirugía.

- Visualización de 3 formas de onda simultáneamente
- Parámetros de monitoreo que incluyen presión de las vías respiratorias, volumen corriente, frecuencia respiratoria, volumen por minuto, etc
- Módulo de CO₂ o módulo de agente anestésico para conectar y usar
- Los módulos de CO₂ o de Gases Anestésicos pueden monitorear los gases en la vía aérea del paciente y el consumo de cal sodada
- La estación también muestra 3 tipos de lazos de espirometría: Flujo-Volumen, Presión-Volumen, Presión-Flujo



Entrega de agente anestésico estable

La compensación automática de flujo/temperatura/presión del vaporizador V60 garantiza una salida constante y una concentración precisa de agentes anestésicos, incluso en diferentes condiciones ambientales.

- Aprobación de la CE y FDA
- Estrictas pruebas de calidad



Mejor usabilidad

El WATO EX-35Vet se ha desarrollado para facilitar su flujo de trabajo de rutina. Un sistema de anestesia cargado de características, diseñado ergonómicamente que puede colocarse con facilidad y usarse durante períodos prolongados sin experimentar estrés o fatiga innecesarios.



Ajustes más sencillos con pantalla táctil

- Pantalla de alta resolución de 10,4 pulgadas
- Control táctil rápido



Sistema respiratorio integrado

- Cambio rápido entre ventilación manual y mecánica
- Cambio rápido entre el circuito de reinhalación y el circuito de no reinhalación
- Recipiente transparente de cal sodada, fácil de revisar y de desmontar
- Módulo calentado para evitar errores de medición de flujo a causa de la condensación además para entregar gas más tibio a los animales



Prueba automática para detectar fugas

- Instrucciones del procedimiento de prueba con esquemas gráficos y texto
- Cálculo automático del flujo de fuga
- Recomendaciones en texto e imágenes para resolución de problemas de operación

Solución de eliminación de gases

- Solución de eliminación de gases pasiva o activa opcional
- Redice la emisión de gases de desecho dentro del quirófano, protegiendo a todo el personal



www.polymediccompany.com

55 1612 4892



ventas@polymediccompany.com