



Mediboard Eco Care Buró



¡Funcionalidad en cada detalle: el buró que combina almacenamiento inteligente, movilidad y diseño elegante para el entorno hospitalario!

- Mesa de comedor retráctil.
- Fabricada en material plástico ABS de alta calidad.
- Se pueden colocar termos, lavabos y otros productos.
- Resuelve el problema del espacio hospitalario limitado.
- Se puede mover a cualquier lugar con ruedas opcionales.
- Gancho y perchero para toallas en los dos lados del mueble que se pueden guardar.

Cajón: El cajón extraíble es resistente, a prueba de óxido y fácil de limpiar, puede contener artículos pequeños

Ganchos para toallas: Gancho y rejillas para toallas de tipo oculto, firme, antioxidante, fácil de limpiar. Se puede guardar cuando no se utiliza.

Almacenamiento: El gabinete está equipado con ranuras para sostener bolsas de agua caliente y estantes ajustables para aumentar el espacio de almacenamiento.

Mesa de comedor oculta: La mesa de comedor oculta tiene ranuras para colocar vasos de agua y palillos para aumentar el espacio para los pacientes. El plástico ABS es fácil de limpiar.

Rueda: Ruedas para facilitar su desplazamiento y dos frenos. Se puede fijar después de moverla a la posición designada.



Tamaño total (L*W*H)	480 * 480 * 790 mm
Cuadro	Inyección ABS & PP
Color	Azul con gris
Parte superior del armario, cajón, bandeja, tablero de capas, la puerta y la base	ABS
Rueda	4 x diámetro 65 mm (2 con freno)
Perchas para toallas	2 por cada lado del gabinete

Solicita tu cotización