



Mesa Eléctrica para Ginecología de Expulsión

Características:

- El colchón está cubierto con piel de alta calidad, una esponja de una sola pieza de alta densidad, diseño sin costuras, antiestático y a prueba de agua.
- Función de bloqueo automático a través del procesador MCU para evitar activarlo por error.
- La cama está construida con acero inoxidable de alta calidad, fácil de limpiar y de esterilizar.
- El sistema de la mesa soporta un peso alto de hasta 400 kg.
- Motor de calidad importado desde Alemania. Se utilizan 3 motores en una máquina.
- Diseño especial para el pedal, que facilita mover la cama en diferentes posiciones para las operaciones.

Parámetros y especificaciones de la mesa de operaciones ecoBase6400

ecoBase 6400			
Largo de la mesa (mm)	1450	Tablero de espalda hacia abajo	10°
Ancho de la mesa (mm)	600	Tablero del asiento hacia	40°
Ajuste de la altura (mm)	780 - 980	Voltaje principal (AC)	110-220V
Capacidad de carga (kg)	400	Frecuencia	50Hz
Tablero de espalda hacia arriba	70°	Peso total	100 Kg

AVISO: Las especificaciones estan sujetos a cambio sin previo aviso