



Mesa Ginecologica Electrica HW-502 A

Características:

- Control eléctrico mediante microcontrol para ajuste de posiciones
- Altura regulable de 700 mm a 950 mm
- Inclinación anterior y posterior: 25 grados a 10 grados
- Respaldo plegable con ángulo de 70 grados
- Placa de asiento ajustable de 0 a 40 grados
- Capacidad de carga de 180 kg
- Tabla auxiliar lateral incluida para procedimientos ginecológicos

Aplicaciones principales

La HW-502A se utiliza en parto vaginal, examen ginecológico, diagnóstico por ultrasonido, procedimientos quirúrgicos ginecológicos, cesárea de emergencia y cirugía ginecológica general. Sus múltiples posiciones la hacen versátil para diferentes tipos de intervenciones obstétricas.

Ajuste de altura

La mesa cuenta con control eléctrico mediante microcontrol que permite ajustar la altura de forma continua entre 700 mm y 950 mm, así como modificar ángulos de inclinación anterior, posterior, respaldo y placa de asiento según las necesidades del procedimiento.