




ePM 12

Monitor de Signos Vitales

mindray

Inspirados en las necesidades de nuestros clientes, los monitores para pacientes de Mindray adoptan tecnologías avanzadas y las transforman en innovación accesible. El ePM brinda una excelente experiencia visual, operación inteligente, mediciones fisiológicas precisas, fluidez de trabajo y opciones de conectividad integrales para entornos hospitalarios exigentes, como salas de emergencia, unidades de recuperación, unidades de cuidados subagudos y guardias generales

Funciones Inteligentes

Ver otro paciente

Permite visualizar en tiempo real hasta 12 camas adicionales desde el mismo monitor sin acudir a la estación central.

Grupo de atención

Facilita encontrar rápidamente:

- Pacientes asignados
- Pacientes de guardia

Cuando el monitor está conectado a la CMS.

Acceso móvil

Los médicos pueden consultar la información del paciente desde:

- CMS
- Visor portátil

En cualquier lugar del hospital.

Early Warning Score (EWS)

El tablero EWS muestra:

- Estado del paciente
- Riesgo de deterioro
- Alertas dinámicas en tiempo real



Soluciones de montaje flexibles

Una amplia gama de soluciones de montaje diseñadas para diversos entornos clínicos

El mecanismo de liberación permite retirarlo rápidamente del soporte de montaje en pared o de la base rodable para transportarlo

Monitoreo integral

Parámetros MPM de Integrated Platinum™

- Monitoreo ECG de 3/5/12 derivaciones con respiración, SpO2 temperatura y PNI.
- Algoritmo de ECG de múltiples derivaciones con análisis de ST y QT
- Algoritmo SpO2 antiperfusión baja
- Algoritmo PNI rápido, preciso y tolerante al movimiento, validado por la British Hypertension Society (BHS)

El amplio rango de medición y el desempeño antiinterferencias garantiza una excelente precisión y habilidad de parámetros.

Fluidez de trabajo

Con base en la información clínica, ePM ha optimizado los flujos de trabajo para apoyar a los encargados del cuidado del paciente en la cabecera, al permitirles deslizar la pantalla táctil para alternar entre las funciones e interfaces de uso común y al permitirles completar tareas clínicas de manera rápida y precisa.

