



Monitor Multiparametros de Portátil 7"

Monitor Multiparamétrico Opcional a Co2

Monitor de paciente multiparámetro 7". Ideal para entornos clínicos, ambulatorios, de emergencia y de transporte.

- Pantalla LCD de alta resolución de 7 pulgadas
- Medición Inteligente de ECG / NIBP / SpO2 / PR / Pleth / TEMP
- Alarma acústica y visual
- Batería de Li-ion recargable, hasta una alimentación de 3 horas
- 3 distintos modos de pantallas
- Guarda eventos diagnósticos de TA
- Uso para pacientes Adultos, Pediátricos y Neonatos
- Escalable para uso con CO2



Solicita tu cotización

Dimensiones

- Medidas: 25 x 16 x 15cm.
- Peso: 2 Kg.

Batería

- Batería recargable de litio, 11.1V/2.2AH
- Tiempo de funcionamiento: 3 horas
- Tiempo de recarga: ± 4 horas

Temperatura y Humedad

- Trabajo: 5 °C a 40 °C
- Transporte y almacenamiento: -40 °C a 55 °C
- Trabajo: 85 %
- Transporte y almacenamiento: 95%

ECG

- Selección de Derivaciones : I, II, III, avR, avL, avF, V
- Selección de ganancia : $\times 1$ $\times 2$ Auto $\times 0.25$ $\times 0.5$
- Velocidad de barrido: 12.5 , 25 y 50 mm/s
- Protección: Contra interferencias electro quirúrgicas y desfibrilación

Frecuencia cardíaca

- Rango de medición: No menos que 0- 260mmHg
- Precisión: ± 1 mmHg

SpO2

- Rango de medición: 0% a 100%
- Precisión: ± 2 % (70% a 100%), ± 3 % (50% a 69%)

NIBP

- Modo: Manual, Automático, STAT
- Intervalo de medición en el modo automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 (min)

CO2

- Rango de medición: 0 – 10%
- Precisión de la medición de CO₂ : Cuando la concentración de CO₂ es $\leq 5,0$ % (@BTPS), el error de monitorización no supera ± 2 mmHg. (Bajo presión atmosférica estándar, 1% = 7,6 mmHg). Cuando la concentración de CO₂ es $> 5,0$ %, el error de monitoreo no supera el 5,0%.
- Unidad de medida: mmHg o Kpa



Solicita tu cotización