



Monitor Multiparametrico Uso Veterinario 12"

Especificaciones Generales

- **Dimensiones y peso:** 12 pulgadas: 310 mm x 14.5 mm x 28.5 mm 3.4 kg (Sin accesorios)
- **Pantalla:** 12 color TFT LED
- **Seguridad:** Aprobado IEC60601-1, marcado CE
- **Tendencia y Revisión:** Tendencia: 720 horas. Revisión de mediciones de PNI: 1000 grupos. Revisión de la forma de onda: 2 horas. Evento de alarma: 200 alarmas de revisión de eventos
- **Alarmas:** Nivel: Bajo, Medio y Alto Indicador: Auditivo y visual Alarma con volumen ajustable Tiempo de pausa de Alarma: 1, 2 o 3 min

Fuente de Alimentación:

- Adaptador de Alimentación de CA
- Batería de litio recargable
- Salida del Sistema Red Ethernet

Temperatura

- Trabajo: 0 ~ 40 °C
- Almacenamiento: -20 ~ 50 °C

Humedad

- Trabajo: 15% ~ 90%
- Almacenamiento: 10% ~ 90%

Funciones

- SPO2
- Frecuencia de Pulso
- Respiración
- Temperatura
- ECG
- Ritmo Cardíaco
- NIBP
- EtCO2 (opcional)



Solicita tu cotización

- Admite almacenamiento de 720 horas de tabla de tendencias y revisión de gráficos, 2 horas de revisión de forma de onda, 1000 grupos de NIBP y 200 eventos de alarma.
- Se utiliza tecnología avanzada de medición de la presión arterial. Para garantizar la precisión de la presión arterial medida bajo 0,02% hipoperfusión, débil perfusión y dedo estar nervioso
- 18 tipos de análisis de arritmia, pantalla de ECG de 7 canales, juicio más intuitivo de la actividad cardíaca del paciente
- LCD de alta resolución de 12 pulgadas
- Pantalla de soporte máx. 11 formas de onda
- Soporta 7 canales de visualización de forma de onda de ECG simultáneamente
- Alarma acústico-óptica de tres niveles.
- Sensor de alarma de apagado
- Soporte de revisión de alarma
- Apoyar pausa de alarma
- Modo multipantalla
- Modo de auto prueba NIBP
- Uso completamente aislado flotante toma de tierra, ECG anti-desfibrilación protección (360J), anti-alto frecuencia interferencia electro quirúrgica (300W), antielectromiografía, filtrado digital, para satisfacer las necesidades de cirugía, sala y otros entornos hostiles
- 21 tipos de droga concentración análisis a facilitar clínicocontrol de la dosis de anestésico drogas.

Solicita tu cotización