




BeneVision N19 Monitor de Paciente

mindray

Monitor de paciente de alta agudeza

El BeneVision N19 de Mindray es un monitor de paciente de alta gama diseñado para ofrecer una monitorización integral, flexible y continua en entornos clínicos de alta complejidad. Su pantalla táctil de 19", arquitectura modular y herramientas avanzadas de apoyo clínico permiten adaptar el equipo a las necesidades de diferentes áreas hospitalarias.

Características principales

Pantalla de 19"

Pantalla táctil capacitiva con resolución de 1680 × 1050 píxeles, diseñada para ofrecer una visualización clara y facilitar la interacción con el equipo.

Diseño flexible

La pantalla puede utilizarse en orientación horizontal o vertical, adaptándose al espacio y flujo de trabajo del área clínica.

Arquitectura modular

Su sistema modular Plug-and-Play permite incorporar diferentes opciones de monitorización conforme a las necesidades clínicas.

Monitorización avanzada

Dependiendo de la configuración, puede integrar parámetros y tecnologías como:

- ECG
- SpO₂
- Presión arterial no invasiva (NIBP)
- Presión arterial invasiva (IBP)
- Temperatura
- Respiración
- CO₂
- Gases anestésicos
- BIS
- NMT
- EEG
- rSO₂
- PiCCO
- ICG



Herramientas de apoyo clínico

El BeneVision N19 incorpora herramientas diseñadas para facilitar la interpretación de información y apoyar la toma de decisiones clínicas:

- SepsisSight
- HemoSight
- ST Graphic
- Early Warning Score (EWS)
- Glasgow Coma Scale (GCS)

Conectividad hospitalaria

El N19 puede integrarse con sistemas de información hospitalaria mediante soluciones de conectividad como BeneVision DMS y eGateway, incluyendo comunicación mediante HL7 para facilitar el intercambio de información con sistemas EMR.

Continuidad durante el traslado

El BeneVision N1 puede utilizarse como monitor de transporte y módulo multiparámetro dentro del ecosistema BeneVision, ayudando a mantener la continuidad de los datos del paciente durante los traslados.

Ideal para

- Unidades de cuidados intensivos
- Urgencias
- Quirófanos
- Áreas de cuidados críticos
- Unidades de recuperación
- Entornos hospitalarios de alta complejidad

