

VS600

Monitor de constantes vitales



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Flujo de trabajo práctico y eficiente

Monitor de constantes vitales Mindray modelo VS-600 con pantalla gran formato de 5,7" nítida y de alto contraste. El equipo dispone de una tecla rápida para la selección del tipo de paciente Adulto, Pediátrico y Neonato, de inicio/parada y de borrado de última medición. La batería de Ion-litio de gran capacidad para una monitorización continua de hasta 11 horas.



Seguridad: Cumple los requisitos de la serie IEC60601. **Peso:** <1.7 kg con la batería incluida. **Pantalla:** 90 mm x 99 mm con visualización digital numérica del segmento. **Zumbador,** que representa el tono de prueba automática de encendido, de pulso y de fallo técnico. **NIBP:** Modos de funcionamiento: Manual. **Unidad de medición:** mmHg/kPa seleccionable. **Tipos de medición:** Sistólica, diastólica, media, frecuencia de pulso





Tipo de paciente

Pantalla de gran formato (5,7")
nítida y de alto contraste.

Batería de Ion-litio de
gran capacidad

El índice de perfusión (IP)
proporciona al personal
sanitario una indicación de la
fiabilidad de la medición de
SpO2

Sistema encendido o
apagado

Inicio/parada de
PNI

Borrar última medición

Portátil e ideal, para satisfacer sus necesidades clínicas
básicas para verificaciones periódicas al azar para las
áreas de baja agudeza visual del hospital.

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia
bancaria

Efectivo



VISA



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com