



uMEC 10
Monitor de Signos Vitales

mindray

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

 55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Ayuda a simplificar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia


- Tamaño del monitor: 315 mm x 155 mm x 220 mm
- Peso: $\leq 3,5$ kg, Configuración de parámetros estándar, incluyendo batería de litio y una grabadora
- Pantalla: Pantalla LED a color de 10,4" o pantalla táctil
- Temperatura: 1 canal



Rendimiento avanzado

Con 25 años de experiencia de Mindray en el monitoreo de pacientes, los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales. Cuando el monitoreo es confiable, usted puede estar más seguro al tomar decisiones clínicas.

- El Algoritmo ECG con derivaciones múltiples patentado de Mindray mejora enormemente la precisión de las mediciones y reduce falsas alarmas.
- La técnica de medición rápida PNI disminuye el malestar provocado por la presión de inflado de la pulsera, especialmente en pacientes que sufren de hipertensión o hipotensión.
- El algoritmo contra interferencia SpO brinda una medición precisa incluso cuando el paciente está en movimiento.
- La amplia capacidad para el almacenamiento de datos permite una revisión exhaustiva de la historia clínica del paciente; también admite dispositivos USB de almacenamiento externo.
- 8 horas de funcionamiento con una batería de iones de litio.



Mediciones fundamentales avanzadas

1200 horas de tendencias
1800 alarmas
1600 mediciones PIN
48 horas de información completa

Enorme capacidad de datos



8 horas

Batería de larga duración

Solicita tu cotización



De uso fácil

El monitor para pacientes fácil de usar uMEC ayuda a simplificar el flujo de trabajo y a mejorar la eficiencia. El monitor ofrece una interfaz muy intuitiva que facilita las aplicaciones de manera más rápida y sencilla, incluso para los usuarios nuevos. El personal de atención médica necesita menos tiempo para las capacitaciones y dedica más tiempo al cuidado de los pacientes.

- Pantalla LED de 10.4 pulgadas/12.1 pulgadas de alta resolución con pantalla táctil opcional.
- Admite distintos diseños de la pantalla de monitoreo para diversas necesidades clínicas, incluyendo fuente de tamaño grande, pantalla completa/media, monitoreo de 7 derivaciones, vista de la otra cama, etc.
- Las configuraciones predeterminadas satisfacen los requisitos médicos generales, no es necesario ajustar las configuraciones antes del uso; ayuda a comenzar a usar el equipo rápidamente.
- Estadísticas para cambios de la frecuencia cardíaca y para el control de la presión arterial ambulatoria, donde se muestran los valores altos y bajos.
- El peso inferior a 3.5 kg con la batería permite transportar el equipo.
- El gabinete exclusivo para accesorios permite el manejo eficiente de los mismos.
- El diseño de una pieza facilita la limpieza.



Análisis HR/BP



Interfaces fáciles de usar



Gabinete exclusivo
para accesorios

Solicita tu cotización



Alta durabilidad

Para brindar eficiencia en distintos ambientes, uMEC ha superado pruebas de seguridad eléctrica y pruebas de confiabilidad estrictas. Es extremadamente duradero y tiene una larga vida útil.

- La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40°C y no es afectada por extremos
- Protección contra caídas de 0,75 m y resistencia al agua de IPX1
- Robusta cubierta de plástico que soporta el paso del tiempo y no se vuelve amarilla, es altamente resistente a la corrosión
- Bajo consumo de energía y diseño sin ventilador que lo transforma en un aparato ecológico y reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Los accesorios Mindray son altamente confiables y están fabricados con materiales y técnicas de calidad



Accesorios de alta calidad



Protección contra caídas



Compatible con múltiples
agentes de limpieza

Solicita tu cotización