



ePM 12M

Monitor de Signos Vitales

mindray
healthcare within reach

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com

55 1612 4892

ventas@polymediccompany.com

El monitor de signos vitales intermedio EPM 12M de Mindray representa la convergencia de tecnologías avanzadas y accesibilidad innovadora para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Diseñado para entornos hospitalarios exigentes, como salas de emergencias, unidades de recuperación y salas generales, el EPM 12M ofrece una experiencia visual excepcional, operación inteligente, mediciones fisiológicas precisas y un flujo de trabajo simplificado.


- Pantalla TouchScreen de 12.1 pulgadas.
- Parámetros incluidos: ECG, NIBP, SPO2, TEMP, RESP.

Experiencia visual y operativa inigualable

- Pantalla táctil capacitiva multigesto similar a la de un teléfono inteligente
- Pantalla HD con ángulo de visión amplio $\geq 170^\circ$
- Diseño de interfaz de usuario plano, común en toda la plataforma
- Acceda al 90% de las funciones comunes del monitor en 2 pasos
- Hasta 18 teclas de acceso rápido configurables

Tecnología centrada en el profesional clínico para una mejor atención al paciente

- Lista de parámetros con resaltado automático de lecturas anormales
- Con un solo toque, arrastre la pestaña del icono hacia la derecha y vea al instante la pantalla de mini-tendencias o establezca los signos vitales basales al inicio de un caso clínico.
- El sistema de visualización remota y alarma de cama a cama permite visualizar hasta 12 pacientes.
- Los protocolos de comunicación serial DIAP y HL7 permiten la transferencia fluida de datos al historial clínico electrónico (HCE).



Solicita tu cotización