


mindray
animal medical



Vetal 3

Monitor Veterinario de Signos Vitales

El monitor veterinario Vetel 3 está diseñado para que sea económico con la configuración sencilla y el uso intuitivo. Los parámetros básicos de ECG, SpO2, NIBP, TEMP y RESP están integrados para satisfacer la mayoría de los requisitos clínicos y proporcionar una atención eficiente y de calidad.

Precisión y confiabilidad

Con algoritmos de parámetros optimizados y accesorios especiales para la práctica veterinaria diaria, Vetel 3 satisface las necesidades clínicas con mediciones precisas y estables.

Uso intuitivo


Función de guía de inicio que ofrece una breve introducción de las funciones de las teclas y la interfaz de la pantalla para ayudar a dominar el monitor desde el primer uso.

Se establece el mejor intervalo de las alarmas de forma automática después de seleccionar el tipo de paciente e ingresar el peso corporal.


El diseño sencillo de los flujos de trabajo y el acceso a todas las funciones en dos pasos o menos permiten simplificar las complejidades.



El usuario puede definir teclas rápidas para acceder directamente a las funciones de uso más frecuente.



Se puede acceder al menú principal, en el que se enumeran todas las funciones, con un solo clic.



¡Se puede acceder a todos los ajustes en dos pasos!

Diseño elegante

- La pantalla LED de alta resolución de 10.1 pulgadas ofrece una visualización de alta calidad.
- El indicador de la alarma de presión en las vías respiratorias exclusivo ofrece una experiencia realista.
- La pantalla antirreflejo facilita la lectura. El veterinario puede proporcionar un tratamiento o ajustar los medicamentos lo antes posible para aumentar la seguridad.



Configuración

Ítem	Configuración
Dimensiones	345 x160 x 255mm, ≤4KG
Pantalla	10.1 pulgadas, 1024*600 píxeles
ECG	ECG de 3 derivaciones (5 opcionales), cable ECG AHA/IEC, pinza de cocodrilo
SpO ₂	Estándar, sensor SpO ₂ (con dos clips)
NIBP	Estándar, un juego (5 tamaños diferentes)
HR/PR	Estándar
RR	Estándar
Temp	Estándar, termómetro intracavitario