


PAPEL PARA ECG

BENEHEART R12



***Esencial para asegurar la
compatibilidad y precisión
en las impresiones de los
registros cardíacos***

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.




+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Características principales

- Diseñado específicamente para el Mindray BeneHeart R12 (electrocardiógrafo de 12 derivaciones).
- Dimensiones del papel:
- 210 mm x 295 mm (tamaño carta A4).
- Formato:
- Plegado en Z (también conocido como papel continuo o en acordeón).
- Tipo de impresión:
- Papel térmico (reacciona al calor para producir imágenes sin tinta).
- Gramaje del papel:
- Aprox. 55 - 60 g/m², adecuado para impresiones médicas nítidas.
- Alta resolución y contraste para trazos precisos.
- Papel térmico de larga durabilidad si se almacena correctamente (alejado de luz, calor y humedad).



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com