



Refrimed RVASDV-12

Refrigerador Biológico y Medicamentos

Refrigerador médico-farmacéutico de 12 pies cúbicos, diseñado para la conservación segura de medicamentos, vacunas, reactivos, biológicos y otros productos termosensibles que requieren una temperatura estable entre 2 °C y 8 °C. Su construcción en acero inoxidable y su sistema de circulación forzada de aire garantizan una distribución uniforme de la temperatura, contribuyendo al cumplimiento de la cadena de frío en hospitales, laboratorios, bancos de sangre y farmacias hospitalarias.

- Capacidad: 25 ft³
- Medidas generales: 1268 mm × 498 mm × 1950 mm

(Frente × Fondo × Alto)

- Rango de operación de +2°C a +8°C
- Set point +5°C (+/-1°C)
- Controlador de temperatura con display digital

PANELES

- Fabricado en su interior en acero inoxidable tipo AISI 304, grado sanitario.
- Fabricado en su exterior en lámina galvanizada cubierta con pintura epóxica.
- Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC.

Difusor en la parte superior del equipo

- Colocado en el mismo cuerpo en la parte superior del equipo, capaz de mantener una temperatura homogénea y constante en el refrigerador.

PANEL DE CONTROL

Alarmas AUDIBLES Y VISUALES:

- Temperatura Alta y Baja
- Falla de suministro eléctrico
- Batería baja del panel de control
- Puerta abierta por más de 1 minuto

PUERTA

- 2 Puertas de cristal, con sistema Low-E.
- Empaque magnético con sellado hermético.
- Mecanismo de auto cierre.
- Cerradura de seguridad de acero inoxidable, con sistema retráctil en el costado izquierdo, evitando el contacto con la parte interna.

INTERIOR

- 8 Parrillas ajustables, fabricadas en acero inoxidable.
- Luz blanca en su interior (No genera calor).
- 4 Ruedas, 2 de ellas con freno.
- Alimentación eléctrica 110 VAC.

