



Basic S100B

Silla de Ruedas

La Silla de Ruedas BASIC S100B es una opción práctica para facilitar la movilidad de personas que requieren asistencia temporal o permanente. Su diseño busca ofrecer comodidad, estabilidad y facilidad de desplazamiento, siendo adecuada para uso en hogares, clínicas, hospitales y traslados.

Características Técnicas:

- Capacidad máxima: 100kg
- Asiento: 18" con reposabrazos fijo
- Acolchado: PVC
- Rueda delantera: 8" con neumático sólido
- Rueda trasera: 22" con aluminio y neumático sólido

Características principales:

- Descansa brazo rígido con acolchado de PVC
- Respaldo acolchado y asiento de 18"
- Neumáticos sólidos: delanteros de 8" y traseros de 22"
- Freno de seguridad con zapata
- Reposapiés de plástico desmontable
- Panel lateral de plástico
- Llantas de cañuela delanteras y traseras
- Color negro

