

Silla de Ruedas PCI infantiles

S700

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para infantes con parálisis cerebral
- Silla de 38", para infantes promedio de 5 años según condición física
- Marco tubular de 25 mm x 1.8 mm,
- Sus componentes ofrecen gran estabilidad
- Su amplia gama de regulaciones permite que el usuario se encuentre cómodo y correctamente sentado, evitando posibles deformaciones ocasionadas por un mal posicionamiento
- Asiento, respaldo y cabecera acojinados para mayor confort
- Cabecera anatómica, ajustable y desmontable
- Protectores de brazo para evitar el balanceo involuntario del usuario
- Descansa brazos ajustables y desmontables
- Protección lateral para fijar la posición al sentarse firmemente
- Protector corporal para prevenir que el usuario vaya a ser lanzado por la inercia en algún frenón de emergencia
- Descansa pies ajustables y desmontables
- Descansa piernas ajustable con 3 distancias para la altura del cojín
- Soporte antivolcaduras
- Arnés tipo cinturón cruzado
- Pistón de espiral que controla la inclinación de la silla:
- Pistón izquierdo - reclina asiento
- Pistón derecho - reclina respaldo
- Bloqueo de ruedas que evita deslizamientos cuando la silla está detenida. No intente detener la silla en movimiento con el seguro de ruedas, el seguro de ruedas no es un freno
- Ruedas traseras de poliuretano, no necesitan aire
- Fácil mantenimiento, se puede limpiar con un paño húmedo
- No apta para la ducha. Si la silla se llega a mojar seque cuidadosamente y ponga aceite lubricante en partes de rodamiento


www.polymediccompany.com


55 1612 4892


ventas@polymediccompany.com