



Tanque de oxígeno 425 litros



## KIT - MD

- Capacidad de 425L
- Calidad 100% certificado
- Protección integrada en el regulador y el cilindro
- Equipo para oxigenoterapia
- Cilindro de aluminio
- Muy ligero y practico
- Alta seguridad con dispositivos
- Cánulas nasales



Lectura de caudales



Regulador ajustable



Entrada de válvula

### Tabla de Rendimientos de Oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito

| PRODUCTOS |         | CAP.<br>[lts.] | 1 lt/min | 2 lt/min    | 3 lt/min     | 4 lt/min    | 5 lt/min    | 6 lt/min    | 7 lt/min | 8 lt/min | 9 lt/min | 10 lt/min |
|-----------|---------|----------------|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| KIT-MD    | KIT-MDC | 425            | 7 hrs    | 3hrs 30 min | 2 hrs 15 min | 1 hr 30 min | 1 hr 15 min | 1 hr 10 min | 1 hr     | 50 min   | 45 min   | 40 min    |

Nota: Para determinar la duración del tanque es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

## Solicita tu cotización