



Benesta ET-101D

Termómetro Infrarrojo para Oído

Es un dispositivo médico diseñado para medir de forma rápida y precisa la temperatura corporal mediante la detección de la radiación infrarroja emitida por la membrana timpánica. Su tecnología permite obtener una lectura confiable en tan solo 2 segundos, convirtiéndolo en una excelente opción para uso en hospitales, consultorios, clínicas y el hogar.

Su pantalla LCD de fácil lectura muestra la temperatura de manera clara e incorpora una alarma de fiebre para identificar rápidamente valores elevados. Además, cuenta con memoria para almacenar las últimas mediciones, cambio de unidades entre °C y °F y función de apagado automático para optimizar la duración de la batería. Gracias a su diseño ergonómico, es apto para pacientes de todas las edades.

Características principales

- Medición infrarroja a través del oído.
- Resultado rápido en 2 segundos.
- Alta precisión en la medición de la temperatura corporal.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Alarma de fiebre.
- Memoria para almacenar hasta 10 mediciones.
- Cambio de unidades entre °C y °F.
- Indicador de batería baja.
- Función de apagado automático para ahorrar energía.
- Diseño ergonómico y fácil de utilizar.
- Apto para niños y adultos.



El Benesta ET-101D ofrece una medición rápida, cómoda y confiable de la temperatura corporal, facilitando la detección oportuna de fiebre y el monitoreo continuo de pacientes en entornos clínicos y de cuidado personal.