

Transductor Lineal

Mindray 75L38P



*La herramienta esencial
para profesionales*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Frecuencia de banda ancha de 5.0 a 10.0 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño lineal, alta resolución para estructuras superficiales
- **Aplicaciones:** Ginecológico, Obstetrico, Abdominal, Urología, Vascular, Pediátrico.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Precisión lineal que redefine la imagenología superficial



Compatibilidad

- **DC-30**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com