

Transductor Sectorial

Mindray P4 - 2S



*Integración perfecta
y un rendimiento
excepcional en tus
diagnósticos*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de Frecuencia: 1.5 - 4.5 MHz

- **Modos de Imagen:** B (modo bidimensional) y, dependiendo del sistema de ultrasonido compatible, puede soportar otras modalidades como: PW Doppler (Pulsed Wave Doppler), Color Doppler, Power Doppler, THI (Tissue Harmonic Imaging)
- **Campo de Visión (FOV):** Sectorial estrecho, ideal para ventanas acústicas limitadas (diseño sectorial)
- **Aplicaciones:** Cardiología, Evaluación torácica, Vascular y Pediatría

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Amplía tu práctica: El P4 -2S cubre hasta lo que no ves.

Compatibilidad

- **TE7**
- **M7**
- **MX7**



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com