



DP-10 Vet
Ultrasonido Portátil

mindray

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

 55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Algoritmo animal especial

El equipo de ultrasonido portátil Mindray DP-10 Veterinario brinda buena calidad de imagen fácil de usar y lo suficientemente ligero como para poder llevarlo a todas partes.

Procesamiento de datos:

Multifrecuencia: 2.5Mhz a 10Mhz.

Procesamiento de imagen: Rango dinámico, reforzador de bordes.

Co-relacion de cuadros; alta resolución/ alta cadencia de cuadros seleccionable; ajuste en 8 segmentos de TGC.

Imagen Armónica de Tejido (THI)

Modos desplegados de imagen:

Modo B, B/B, 4B, B/M, M, Licencia CW

CARACTERISTICAS

Interface para el usuario

- Teclado alfanumérico QWERTY retro iluminado.
- Perillas multi-función.
- Track-ball para una operación y navegación más cómoda.
- Teclas suaves ergonómicas.
- TCG con 8 cambios deslizables.
- Teclas configurables por el usuario:
Atajos para fácil acceso a los menús del equipo y ajustes de parámetros definibles.



Solicita tu cotización

Tecnología de Imagen Dinámica:

- Formato Digital de Haz (DBF)
- Focalización Dinámica de Recepción (DRF)
- Frecuencia Dinámica de Barrido (DFS)
- Apertura Dinámica en Tiempo-Real (RDA)
- IP (Imagen Processing) para más rápida optimización
- Ángulo de Barrido: 67° a 120° (Depende del transductor)
- Profundidad de Barrido: 21.6mm hasta 248mm (Depende del transductor)

Configuración Estandar

- Monitor LED 12.1"
- Panel de Control
- 2 puerto activo para transductor
- Disco Duro de 500 Gb
- Paquete de medidas y cálculos
- 2 puertos USB

Medidas y peso:

- Medidas: (A) 36.0cm x(L) 32cm x (H) 27.0cm
- Pantalla: 12.1" (diagonal) LCD
- Peso: 5.5Kg



Solicita tu cotización