



FullHD

DC-30 FULL HD
Ultrasonido

mindray

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

 55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Atención Primaria con Gran Visión

Cumpliendo con su promesa de brindar atención médica de calidad al alcance de todos, Mindray se dedica siempre a contribuir más en el Servicio de Atención Médica Primaria con una capacidad excepcional.

Como innovador, Mindray sigue proporcionando la solución progresiva de visualización que mejora su mente. Con el DC30FHD y su sistema de ultrasonido Full HD, se ofrece un rendimiento clínico práctico para la atención primaria.



Alta Definición



Diseño Superior



Diseño Ergonómico



Mayor Definición de Imágenes


Con garantía de detalle y claridad, la pantalla Full HD del DC30FHD lo ayudará a completar sus exámenes diarios de manera precisa y eficaz.

Tecnologías de imagen clásicas: mejora de la calidad para el diagnóstico

- **iClear:** tecnología de imágenes de reducción de moteado
- **PSH:** imágenes por armónicos con desplazamiento de fase
- **iBeam:** tecnología de formación de imágenes espaciales compuestas

Solicita tu cotización

Familia de transductores optimizados: amplia gama de cobertura de aplicaciones clínicas básicas de cuerpo completo, incluidos ABD / OB (3D / 4D) / GYN, etc



Hígado Normal 2D

CCA Color

Cerebral Fetal

Útero 2D

Diseño Superior Orientado al Usuario

Aplicación inteligente y automática para escaneos más fáciles de cuerpo completo, incluidas las imágenes 3D / 4D

- **Smart Face:** elimina de forma inteligente las oclusiones y el ruido en la imagen de la cara fetal
- **Smart OB:** genera mediciones automáticas y precisas para los parámetros fetales
- **iLive:** muestra una vista realista del feto con imágenes similares a la piel humana
- **iNeedle:** obtiene una visualización clara de la punta y el eje real de la aguja
- **Auto IMT:** mide de forma automática el grosor de la íntima-media de la carótida

Mayor Dependencia Confiable

Diseño ergonómico externo, para mayor comodidad de uso




Solicita tu cotización




EMC (Compatibilidad Electromagnética)

Al obtener el Certificado de Prueba CB (la certificación para la aprobación de confiabilidad de la batería), el DC30FHD cumple con los rigurosos estándares de nivel anti interferencias, asegurando así la estabilidad de su calidad de imagen.



Class B (Requisito de Fuente de Alimentación)

El DC30FHD requiere un suministro de energía de Class B. Aunque puede operar con la energía de un hospital bajo condiciones de suministro de Class A, utilizar la energía de la ciudad (Class B) proporciona mayor seguridad y compatibilidad, especialmente cuando el DC30FHD se encuentra en un entorno complicado.



iPower (Batería Integrada)

Con una batería incorporada, que ha obtenido el Certificado de prueba CB, el DC30FHD admite el escaneo durante más de 90 minutos sin fuente de alimentación externa, lo que mejora la continuidad de su trabajo diario incluso cuando la fuente de alimentación es pobre y asegura su movilidad.



Solicita tu cotización