



Z60

Sistema de Ultrasonido Diagnóstico

mindray

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

 55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

El Z60 es una sabia elección para aquellos que requieren un buen rendimiento e imágenes de alta calidad, facilidad de desplazamiento, diseño ergonómico y aplicaciones avanzadas con configuraciones integrales. Gracias a su completa configuración y diseño, el Z60 es el resultado de los esfuerzos continuos y decididos de Mindray para hacer que la atención primaria en salud sea más eficiente, efectiva y accesible para todos.

Configuraciones completas para un diagnóstico fácil y preciso


El Z60 lo ayudará a completar sus exámenes diarios de manera precisa y efectiva gracias a la amplia familia de transductores, las nuevas tecnologías avanzadas integradas en la plataforma y su diseño ergonómico.

Aplicaciones de amplio rango


- **Modos de escaneo:** B, Color, PW, Doppler Power, M, Free Xros M (Modo M Anatómico)
- **Variedad de transductores:** Convexo, Lineal, Sectorial, Endocavitario, Volumen 4D
- **Aplicaciones:** ABD/OB/GYN/SML/URO/VAS/CAR/ORTO/MSK/NERVIO y más

Tecnologías avanzadas para la imagen


- **iBeam™:** Imágenes de composición espacial
- **iClear™:** Imágenes de supresión de ruido
- **Cambio de fase THI:** Imágenes con armónicas



Flujo de Color en Hígado



PW de la Arteria Renal



Flujo de Color de la Vena Porta



3D de la Cara del Feto

Solicita tu cotización

Funciones Inteligentes

- Imagen 3D/4D
- **Smart Face:** Remueve inteligentemente obstáculos y elimina ruido para visualizar adecuadamente el rostro fetal
- **Smart OB:** Mediciones automáticas precisas para parámetros fetales
- **iLive:** Vista realista con imágenes similares la piel humana
- **iNeedle™:** Realce de la punta y el eje de la aguja
- **Paquete Auto IMT:** Medida automática del grosor de la íntima-media

Diseño integrado y confiable para múltiples escenarios clínicos

- El diseño integrado por un adaptador interno, una batería y 3 puertos para transductores, permite que el Z60 sea fácil de manipular, desplazar y usar en cualquier momento.



Solicita tu cotización