




TV50

Ventilador de Transporte Mindray



El ventilador de transporte TV50 es un ventilador de transporte con turbina líder en la industria que combina un diseño compacto, tecnología avanzada y características orientadas a la práctica clínica. Su objetivo es simplificar y mejorar el proceso de transporte de pacientes con ventilación mecánica, haciéndolo más fácil y confiable.

Gracias a su diseño altamente integrado y su potente funcionalidad, el TV50 proporciona a los profesionales sanitarios una solución práctica y eficiente, garantizando la seguridad y la comodidad de los pacientes durante el transporte.

Turbina de alto rendimiento

- Con turbina incorporada, más independiente y portátil.
- Flujo máximo ≥ 210 L/min, soporte de VNI más eficaz
- Ajuste preciso de FiO₂ en el rango de 21% a 100%.

Pequeño y Ligero

- Pesa solo 4,5 kg, fácil de transportar con una mano.
- Más pequeño y compacto para mejorar la eficiencia del transporte.

Portátil

- Mango de montaje universal para satisfacer los diversos requisitos de montaje.
- Preconfigurado con base fija opcional, carro móvil o soporte para bombonas de gas para satisfacer las necesidades de transporte intrahospitalario y prehospitalario.

Solicita tu cotización

Intuitivo y fácil de usar

La cuidada función de gestión de la batería y del oxígeno del respirador de transporte TV50 hace que el uso y el mantenimiento diarios del respirador sean más cómodos.

Adaptación al entorno más exigente

Ya sea en un entorno industrial exigente, en terrenos accidentados o en el aire, tenga la seguridad de que el TV50 será un asistente confiable para el personal médico, garantizando tranquilidad y la continuidad de las operaciones durante el transporte y el soporte respiratorio. Cumple con diversos estándares para vehículos de transporte como helicópteros y ambulancias, y es compatible con diferentes tipos de transporte.

Soporte de ventilación potente y completo

- Admite terapia invasiva, no invasiva y de oxígeno
- Mismo modo de ventilación que el ventilador de cabecera
- Modo de ventilación AMV (Ventilación minuto adaptativa)
- Modo de ventilación de emergencia RCPV con acceso rápido mediante un botón
- Admite la monitorización de CO₂ de Mindray y proporciona adaptadores reutilizables y desechables
- Esto permite una amplia utilización de la monitorización de EtCO₂ en diversos escenarios clínicos, como confirmar la posición de la vía aérea artificial y evaluar el estado del paciente.

Solicita tu cotización