

Lámpara de Exploración Multiángulos

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

www.polymediccompany.com
55 1612 4892
ventas@polymediccompany.com

- Ilumina de forma óptima la zona de epxloración
- Fuente de luz led incandescente
- Lámpara multiángulos con brazo altamente flexible de gran longitud, puede doblar en todas direcciones, quedando la lámpara en la posición elegida
- Fácil de conectar, esta disponible con soporte de pedestal y para pared
- Dispositivo de enfoque en la parte del cabezal de la lámpara para ajustar exactamente el tamaño del campo de exploración iluminado




SOPORTE **PEDESTAL**



SOPORTE **PARED**



EFECTO
DE LUZ



DIÁMETRO
DE LUZ



VOLTAJE	POTENCIA	TIEMPO DE VIDA	EMPAQUE	PESO
AC-110V/220V	30W-50W	50000h	lámpara colgante 60x12x26cm	1.6Kg
			base de lámpara 85x21x25cm	3.8Kg

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.